

¿QUÉ ES EL LIFEVEST?

El LifeVest[®], es un desfibrilador portátil, es utilizado por pacientes con riesgo de una muerte súbita. El LifeVest provee protección durante condiciones cambiantes y cuando exista un riesgo permanente. El LifeVest le ofrece a su médico suficiente tiempo para evaluar el riesgo de muerte súbita a largo plazo y tomar las medidas apropiadas.

El LifeVest es un dispositivo ligero y fácil de llevar, que permite a los pacientes retornar a sus actividades de la vida diaria y les da la tranquilidad de estar protegidos contra una muerte repentina. El LifeVest es un aparato no invasivo que monitoriza continuamente el corazón del paciente.

Si se detecta una arritmia cardíaca letal, el dispositivo aplicará un choque eléctrico para restaurar el ritmo cardíaco normal. El LifeVest funciona automáticamente y no requiere la intervención de una segunda persona. La tasa de éxito del LifeVest es del 98%^{1,4,5} en caso del primer choque eléctrico aplicado para resucitar al paciente de un paro cardíaco súbito.



Contacte a **ZOLL**
24 horas al día, 7 días a la semana



Para atención al cliente o asistencia técnica, por favor llame al **800.543.3267**



Para ver el video de entrenamiento para los pacientes de LifeVest, visite **www.lifevestpaciente.com** o llame **800.543.3267**



Para más información acerca de LifeVest, por favor visite **www.zoll.com** o envíe un email a **LifeVest.Info@zoll.com**

ZOLL LifeVest[®]

Pittsburgh, PA 15238
t 800.543.3267 • f 866.567.7615 • www.zoll.com

¹ Chung MK, Szymkiewicz SJ, Shao M, et al. Aggregate national experience with the wearable cardioverter-defibrillator: Event rates, compliance, and survival. *J Am Coll Cardiol.* 2010;56(3):194-203.

² Epstein AE, Abraham WT, Bianco NR, et al. Wearable cardioverter-defibrillator use in patients perceived to be at high risk early post myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol.* 2013;62(21):2000-2007.

³ Larsen MP, Eisenberg MS, Cummins RO, Hallstrom AP. Predicting survival from out-of-hospital cardiac arrest: A graphic model. *Ann Emerg Med.* 1993;22:1652-1658.

⁴ Klein HU, Meltendorf U, Reek S, et al. Bridging a temporary high risk of sudden arrhythmic death: Experience with the wearable cardioverter defibrillator (WCD). *Pacing Clin Electrophysiol.* 2010;33:353-367.

⁵ Kutiyifa V, Moss AJ, Klein H, et al. Use of the wearable cardioverter defibrillator in high-risk cardiac patients: Data from the prospective registry of patients using the wearable cardioverter defibrillator (WEARIT-II Registry). *Circulation* 2015;132(17):1613-1619.

ZOLL LifeVest[®]

**UNA TERAPIA COMPROBADA^{1,2}
PARA PACIENTES CON RIESGO DE
UN PARO CARDÍACO SÚBITO**

Información para pacientes



¿POR QUÉ MI DOCTOR ME PRESCRIBIÓ EL LIFEVEST?

Su doctor le ha prescrito el LifeVest, porque corre el riesgo de sufrir una muerte súbita. Debido a su estado actual, usted corre un alto riesgo de sufrir una muerte repentina; esto significa que usted puede sufrir una arritmia cardíaca letal, también conocida como paro cardíaco repentino. Si usted sufre un paro cardíaco súbito, perderá el conocimiento y será incapaz de pedir ayuda. El LifeVest aplicará automáticamente un choque eléctrico para restaurar su ritmo cardíaco en cualquier lugar en que se encuentre y sin necesidad de intervención de una segunda persona.

¿CÓMO FUNCIONA?

El LifeVest monitoriza constantemente su corazón. Si un ritmo cardíaco anormal es detectado, el LifeVest emitirá una sirena de alerta para ver si usted está consciente. Si usted está consciente y en condiciones de reaccionar, presionará y mantendrá presionados los botones de respuesta en el dispositivo para prevenir así la aplicación de un choque eléctrico. Si su corazón sufre una arritmia cardíaca que pone su vida en peligro, usted estará inconsciente y no podrá reaccionar. Entonces, el LifeVest aplicará automáticamente un choque eléctrico para que su corazón recupere su ritmo normal.

¿QUÉ ES LO QUE TENGO QUE HACER?

El LifeVest se tiene que llevar puesto todo el tiempo, incluso cuando duerma. Una muerte súbita puede suceder en cualquier momento, y ocurre sin ninguna advertencia. El único momento en que usted puede quitarse el LifeVest es cuando quiera ducharse o tomar un baño breve.

Recibirá dos baterías recargables, y cada día tendrá que cambiar la batería usada por la batería recargada.

¿QUÉ HAGO EN CASO DE RECIBIR ALERTAS?

Si usted recibe una alerta indicándole que está teniendo una arritmia cardíaca que pone su vida en peligro, mantenga presionados los botones de respuesta en el dispositivo. Si usted recibe otras alertas y mensajes, observe la pantalla y siga las instrucciones indicadas. Si se encuentra en un área ruidosa y sujeto a fuertes vibraciones mientras está usando el LifeVest, debería prestar más atención a su dispositivo para asegurar que pueda responder a cualquier alerta. Por ejemplo, la conducción de una motocicleta o el uso de una máquina cortacésped puede causar vibraciones y hacer más difícil que un paciente escuche una alerta, lo cual podría resultar en un tratamiento inapropiado.

Si usted tiene un paro cardíaco súbito, perderá el conocimiento y no será capaz de reaccionar. El dispositivo le aplicará automáticamente un choque eléctrico; usted no sentirá ni recordará el tratamiento. Llame a su doctor después de haber recuperado el conocimiento.

¿POR QUÉ NO PUEDO LLAMAR SIMPLEMENTE AL 911?

Un paro cardíaco súbito ocurre sin ninguna advertencia. En el evento de un paro cardíaco súbito, usted perderá de inmediato el conocimiento y no tendrá tiempo para pedir ayuda. Incluso si alguien es testigo de su paro cardíaco súbito, usted necesitará un choque eléctrico inmediato para restaurar su ritmo cardíaco. Por cada minuto que su corazón se encuentre en estado de paro cardíaco, su probabilidad de sobrevivir disminuirá en un 10%³. Con el LifeVest, usted recibirá un choque de desfibrilación dentro de aproximadamente 1 minuto tras la detección del paro cardíaco por el LifeVest.



¿CUÁNTO VA A CAMBIAR MI ESTILO DE VIDA AL UTILIZAR EL LIFEVEST?

El LifeVest ha sido diseñado para que los pacientes puedan volver a realizar sus actividades normales. Con el LifeVest, los pacientes retornan a su trabajo, a sus pasatiempos, y pueden hacer ejercicios moderados y otras actividades de la vida diarias. Tendrá que quitarse el LifeVest al ducharse o tomar un baño, pero por lo demás tendrá que llevarlo puesto todo el tiempo. Como el LifeVest se usa debajo de la ropa, la mayoría de las personas ni siquiera se van a dar cuenta de que usted lleva, el chaleco desfibrilador LifeVest puesto.

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO QUE LLEVAR EL LIFEVEST?

El tiempo que usted tiene que llevar el LifeVest depende mucho de su situación específica y debe consultarlo con su doctor. El LifeVest está previsto para ser utilizado mientras se corre un alto riesgo de una muerte repentina. La mayoría de las personas utilizarán el LifeVest temporalmente hasta que su condición mejore o hasta que un tratamiento permanente sea indicado.

¿CÓMO SE PAGA ESTE DISPOSITIVO?

El LifeVest está cubierto por la mayoría de seguros médico en los Estados Unidos, incluyendo seguro médico comercial, estatal y federal. Debe ponerse en contacto con su compañía de seguros para aclarar cualquier pregunta sobre la respectiva situación de cobertura. Además, los especialistas del servicio de atención al cliente de ZOLL están a su disposición para proveerle asistencia.

ZOLL LifeVest®

No dude en contactar al **servicio de atención al cliente** de ZOLL 24 horas al día bajo el número de teléfono **800.543.3267** (llamada gratuita) en caso de duda.